

除菌パウチ

手軽に衛生管理できる除菌シート

- ✓ どこでも使える **コンパクト** タイプ
- ✓ プラスチック蓋で **アルコールの揮発防止**

安全に除菌ができるエタノール

「食品添加物」指定の成分のみを使用したエタノール製剤を含浸。一般的に使用されるエタノールよりも、安全性が高く、どんな場所でも安心して使用可能。

丈夫で保水性が高い生地

厚手の不織布で破れにくく、生地のメッシュが汚れをしっかりと拭き取り、清掃作業にも最適。



主な使用場所



たっぷり使える

110枚入



殺菌試験

乳酸 Na を配合しているため、通常のエタノールよりも殺菌力が強い

濃度 (%)	当社使用エタノール製剤		55%濃度エタノール	
	大腸菌	ブドウ球菌	大腸菌	ブドウ球菌
原液	—	—	—	—
40%	—	5.8×10^3	—	7.6×10^3
30%	1.6×10^5	5.5×10^5	2.0×10^5	6.7×10^5
20%	3.4×10^5	4.8×10^6	4.2×10^5	6.7×10^5
10%	1.1×10^6	1.2×10^7	2.2×10^6	1.4×10^7

▶ コントロール

大腸菌： 6.2×10^7 個 / ml 黄色ブドウ球菌： 4.8×10^7 個 / ml
除菌パウチは原液使用とする

—：完全殺菌

品名	品番	素材	サイズ (mm)	ケース入数	JAN
除菌パウチ	PJ20	レーヨン	150×200	110枚×36袋 (3,960枚)	4560170002830

製造販売元



株式会社 橋本クロス

TEL 0749-72-3160

〒526-0113 滋賀県長浜市南浜町 976

FAX 0749-72-3996 <https://www.hashimoto-cloth.com>

公式サイト

